スピニングディスク共焦点レーザー顕微鏡の対物レンズ情報

No.	名称	倍率	浸液	開口数	作動距離 (mm)
1	UPlanSApo10x	10	なし	0.4	3.10
2	UPlanSApo20x	20	なし	0.75	0.60
3	PlanApo60xOil	60	オイル	1.42	0.15
4	UPlanSApo30xSil	30	シリコンオイル	1.05	0.80
5	UPlanSApo60xSil	60	シリコンオイル	1.3	0.3
6	UPLSAPO60xW	60	水	1.2	0.28